

PC-SPIROMETER PRO SPIRO N (USB-VERSION)

- Messung aller Standard-Lungenfunktionsparameter
- Reportgenerator für übersichtliche Ausdrücke
- Befunde vergleichen
- Kinderanimation
- einfache Reinigung und Desinfektion
- Verbindung zum PC über USB
- Messarten:
 - Forcierte Aus- und Einatmung - FVC
 - Messung der Vitalkapazität - VC
 - Maximale willkürliche Atmung - MVV

KOMPLETT MIT STANDARD-ZUBEHÖR

- 2 Stück Bakterienfilter
- 1 Stück Nasenklemme
- Software DDC
- Bedienungsanleitung

Abmessungen: 120 x 45 x 200 mm (L/B/H)

Gewicht: 250 Gramm

