

# immoCARE-C


Immunologischer FOB-Test zur Darmkrebs Vorsorge



*immoCARE-C ist ein immunochromatographischer Darmkrebs-Vorsorgetest (iFOBT), der sich sowohl für die Vorsorgeuntersuchung bei Hochrisikopatienten als auch für ein Bevölkerungsscreening eignet. Mit einer stark erhöhten Sensitivität im Vergleich zu Guajak-Tests - ohne Verlust an Spezifität - erhöht immoCARE-C die diagnostische Sicherheit erheblich.*

immoCARE-C weist ausschließlich menschliches Hämoglobin (hHb) nach. Kreuzreaktionen mit tierischem Blut sind ausgeschlossen. Diätetische Einschränkungen sind nicht mehr erforderlich.

immoCARE-C wurde in umfassenden Studien mit einer hohen Anzahl von Probanden bewertet. Diese Studien geben Hinweise auf eine kontinuierliche Optimierung der Produktqualität.



### Vorteile auf einen Blick

- Höchste Qualität, nachgewiesen in mehreren klinischen Studien
- Keine diätetischen Einschränkungen für den Patienten
- Einfache Auswertung
- Hygienische Probenentnahme
- Zuverlässige Analyse
- Weist ausschließlich menschliches Hämoglobin nach
- Doppelte Sensitivität im Vergleich zu Guajak-Tests - ohne Verlust an Spezifität

Produkt	Probe	Sensitivität	Spezifität	Produkt Code	Inhalt
immoCARE-C	Stuhl	91%	94%	003630-	25 Tests

**TAKE CARE!**

### Eine Packung enthält 25 Testsets:

- 25 Testkassetten
- 25 Probenflaschen für die Stuhlproben
- 25 Patientenanleitungen
- 1 Arztinformation



# SCHNELZER & PARTNER

MEDIZINTECHNIK MIT SERVICEKOMPETENZ  
& PRAXISBEDARF

Handelsgesellschaft m.b.H.  
Landwiedstraße 123, A-4020 Linz  
Tel. +43(0)732 / 34 30 64  
Freeline 0800 / 20 21 88  
Fax +43(0)732 / 34 87 60  
office@med-tech-schnelzer.at  
[www.med-tech-schnelzer.at](http://www.med-tech-schnelzer.at)