

NÜTZLICHES FÜR DEN PRAXISALLTAG

Hocker mit Höhenverstellung

Drehhocker Modelle 410-02, 411-02, 412-02, 414-02

- 5-Arm-Fußkreuz aus Aluminium, hochglanz poliert, Ø ca. 560 mm
- **Sitzteil:**
 - Sitzfläche höhenverstellbar durch Gasdrucksäule; Bedienung durch umlaufenden Greifkranz unter dem Sitz
 - Sitzteil aus Schichtholz
- **Belastbarkeit:** 130 kg





411-02K, 411-02, 411-02L; jeweils in mittlerer Höhe

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Fahrbarkeit	Sitzpolster	Flach, Ø 360 mm Polsterteilstärke: 35 mm	Formpolster, Ø 370 mm Polsterteilstärke: 70 mm
			<p>Modell 410-02</p> <ul style="list-style-type: none"> • Höhenverstellbereich: 490 mm bis 680 mm • Gewicht: 6,5 kg  <p>Varianten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 410-02K Höhenverstellbereich: 390 mm bis 520 mm K • 410-02L Höhenverstellbereich: 540 mm bis 780 mm L
		<p>Modell 412-02</p> <ul style="list-style-type: none"> • Höhenverstellbereich: 460 mm bis 650 mm • Gewicht: 6,5 kg 	<p>Modell 414-02</p> <ul style="list-style-type: none"> • Höhenverstellbereich: 500 mm bis 690 mm • Gewicht: 8 kg 
		<p>Feststehend auf Bodengleitern mit großer Auflagefläche (50 mm)</p>	

Hocker mit Höhenverstellung



Drehhocker mit Fußauslösung - Modell 417-02

- 5-Arm-Fußkreuz aus Aluminium, hochglanz poliert
- **Fahrbarkeit:**
 - Fahrbar auf 5 Universalrollen, Ø 65 mm; geeignet für harte und weiche Böden
 - Radkörper aus stabilem Zinkdruckguß, Radabdeckung verchromt
 - Rollen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen in gebremster Ausführung, nur unter Belastung sind die Rollen frei und fahrbar
- **Sitzteil:**
 - Sitzfläche höhenverstellbar von 540 mm bis 720 mm über Gasdrucksäule; Fußbedienung durch Betätigungsplatte gut zugänglich am Untergestell
 - Sitzteil aus Schichtholz
 - Mit Formpolster Ø 370 mm, Polsterteilstärke 70 mm
- **Belastbarkeit:** 130 kg
- **Gewicht:** 9 kg

Drehstuhl - Modell 420-02



- 5-Arm-Fußkreuz aus Aluminium, hochglanz poliert
- **Fahrbarkeit:**
 - Fahrbar auf 5 hochwertigen Universalrollen, Ø 50 mm; geeignet für harte und weiche Böden
 - Radkörper aus stabilem Zinkdruckguß, Radabdeckung verchromt
 - Rollen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen in gebremster Ausführung, nur unter Belastung sind die Rollen frei und fahrbar
- Mit umlaufendem Fußkranz zum Absetzen der Füße
- **Sitzteil:**
 - Sitzfläche höhenverstellbar von 550 mm bis 740 mm über Gasdrucksäule; bedienbar durch einen Auslösehebel unter dem Sitz
 - Sitzteil aus Schichtholz
 - Mit Formpolster Ø 420 mm, Polsterteilstärke 70 mm
 - Mit höhenverstellbarer, gepolsterter Rückenlehne
- **Belastbarkeit:** 130 kg
- **Gewicht:** 12 kg

Varianten:



420-02K
Höhenverstellbereich:
440 mm bis 570 mm

K



420-02L
Höhenverstellbereich:
600 mm bis 840 mm

L

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Bestellung oder persönliche Beratung unter:

Free-Line 0800 / 20 21 88 . Fax 0732 / 34 87 60 . office@med-tech-schnelzer.at

Landwiedstrasse 123, A-4020 Linz, Tel. 0732/343064-0 . www.med-tech-schnelzer.at