

#### MEDIZINTECHNIK MIT SERVICEKOMPETENZ & PRAXISBEDARF



# SERIE DFH

## 2-teilige Liege mit fester Höhe aus Vierkantrohr, Kopfteillänge 550 mm

Modell 21-00 und 32-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 21-03 und 32-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 21-04 und 32-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

Modell 22-01 und 36-01 verchromt





## Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

#### **Grundausstattung:**

- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Kopfteil positiv verstellbar
- Ansteckmöglichkeit für Papierrollenhalter an Kopf- und Fußseite
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



#### Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil bis 30° positiv verstellbar durch 2 Sicherheits-Zahnraster
- Kopfteillänge: 550 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.400 mm
- Polsterstärke: 60 mm



Modell 21-00 mit Ausstattungsoption:

Papierrollenhalter (1210)

Modell 21-00 mit Ausstattungsoptionen: Fahrbar auf einzeln feststellbaren Rollen (1120-10), Längsverstrebung (1310), Papierrollenhalter (1210)

#### **Technische Daten:**

- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Breite der Liegefläche: Modell 21-.., 22-01: 650 mm | Modell 32-.., 36-01: 800 mm
- Höhe: 680 mm
- Belastbarkeit: 250 kg

#### Mögliche Ausstattungsoptionen

#### **Fahrbarkeiten**



Art.-Nr. 1120-10 Fahrbar auf 4 Rollen einzeln feststellbar, Ø 100 mm

Art.-Nr. 1140-10 Fahrbar auf 4 Rollen einzeln feststellbar, Ø 125 mm

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 1180N Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm (nicht bei Ausführung verchromt)



Art.-Nr. 1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen zentral feststellbar,
Ø 125 mm (nicht bei Ausführung verchromt)

#### Längsverstrebung



Art.-Nr. 1310 Längsverstrebung zur zusätzlichen Stabilisierung (erforderlich bei Fahrbarkeit)



Art.-Nr. 1655 Komfortable Kopfteilverstellung stufenlos durch Gasdruckfeder



Art.-Nr. 1665 Zusätzliches 2. Kopfteil, 55 cm lang, verstellbar durch 2 Zahnraster



Art.-Nr. 1610 Nasenschlitz

Art.-Nr. 1620 Füllpolster

### Seitengitter



Art.-Nr. 1008 Seitengitter seitlich versenkbar, RAL 9006 pulverbeschichtet, Länge 820 mm



Art.-Nr. 1040 1 Stück Seitengitter abklappbar mit Halterung, verchromt, komplett aus Stahlrohr ohne brechende Kunststoffteile, Länge 700 mm



Art.-Nr. 1005 1 Stück Seitengitter für Normschiene mit Befestigungskloben, verchromt, komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

#### **Papierrollenhalter**



Art.-Nr. 1210 / 1220 Papierrollenhalter, für Liegenbreite 650 mm / 800 mm

#### **Polsteroptionen**

Art.-Nr. 1770 / 1780 Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 650 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772 / 1782 Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 650 mm / 800 mm, Polsterstärke 70 mm



Art.-Nr. 1850 Ablagekorb mit Halterung, Abmessungen: L. 530 x B. 370 x H. 80 mm

#### **Anbau-Elemente**



Art.-Nr. 1410 1 Stück Normschiene, Länge: 350 m

Art.-Nr. 1420 1 Stück Normschiene, Länge: 1.300 mm



Art.-Nr. 1430 1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. 1440 1 Armauflage für Normschiene, ohne Befestigungskloben



Art.-Nr. 1450 1 Infusionsstange für Normschiene, ohne Befestigungskloben