

## STOSSWELLENTHERAPIEGERÄT PULSWAVE PLUS INKL. GERÄTEWAGEN

### DESIGN UND FUNKTION

- leistungsstarkes 25,5 cm Farb-Touchscreen
- Ultra Soft Pulse
- Leistung 50 mJ bis 200 mJ - einstellbar in 10 mJ Schritten (äquivalent 1 - 5 bar)
- Frequenz 1 - 25 HZ
- Modus: Kontinuierlich / Burst / Swing
- mehr als 90 vordefinierte Behandlungsprotokolle
- 3 D- Protokolle
- Garantie 2 Jahre oder 5.000.000 Stöße

Größe 295 x 265 x 150 mm (BxTxH) - nur Gerät

Größe 516 x 516 x 1017 mm (BxTxH) – mit Gerätewagen

Gewicht Gerät 4 kg

Gewicht Handstück 0,9 kg

### KOMPLETT INKLUSIVE STANDARD-ZUBEHÖR

- Handstück
- 3 x Applikatoren 6 mm, 15 mm und 24 mm
- 3 x Silikonkappe
- 2 x Fußschalter
- Bedienungsanleitung



02\_2024

Bestellung oder persönliche Beratung unter:

**Free-Line 0800 / 20 21 88 . Fax 0732 / 34 87 60 . [office@med-tech-schnelzer.at](mailto:office@med-tech-schnelzer.at)**

Landwiedstrasse 123, A-4020 Linz, Tel. 0732/343064-0 . [www.med-tech-schnelzer.at](http://www.med-tech-schnelzer.at)